

UV Activator



**High Power
and
High Performance**

Only 20 Seconds



直感的なUI (ユーザーインターフェース)

電源ボタン
ON-White
OFF-Red

スタートボタン
作動-White
終了-点灯



ドアボタン
OPEN-White
CLOSE-点灯

規格
サイズ：W261 X D180 X H348
消費電力：Max150W
重量：6kg
推奨UV Light照射時間：20秒

*カラー (どちらか選択)



Rose Pink

Sky Blue


20秒で完了
360° 円筒UVライト搭載

照射時間


インプラントの包装タイプ	湿式（溶液浸漬）	乾式	
		UV-A	DIO UV Activator(UV-C)
UV照射のタイミング	製造時UV照射後 溶液浸漬しパッキング	使用前にUV照射	使用前にUV照射
照射時間	—	20時間 以上	わずか 20秒

← 3,600倍! →

サイズ詳細




アバントメント等も照射できる
スタンドが付属



Up your game with UV!

1ステップ20秒

360° 円筒UVライトで全周を確実に照射
人間工学に基づいたデザインと直感的なUI



UV Activator2 brochure JP ver.1(1907)

DIO
DIGITAL **DIOデジタル株式会社**

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-15-11 市橋ビル9階
TEL : 03-6231-0822 FAX : 03-6231-1822

<http://diodigital.co.jp/>

販売代理店